

Pour que la Retinopathie  
Diabetique ne soit plus  
un probleme


[www.optomedavenue.com](http://www.optomedavenue.com)

Optomed  
**AVENUE**  
— ROAD TO CARE —

**OPT****MED**

# Optomed AVENUE

ROAD TO CARE



## Dépistage automatisé de la Rétinopathie diabétique

**OPTOMED AVENUE™** est un logiciel temps réel pour le dépistage automatique des premiers stades de la rétinopathie diabétique. Optomed Avenue analyse automatiquement les images rétinienne et donne des résultats facilement compréhensibles immédiatement si le patient a une risque élevé de la rétinopathie diabétique

convient pour tout appareil professionnel acquisition image de fond d'œil.

Demander un essai gratuit [www.optomedavenue.com](http://www.optomedavenue.com)

## Comment lire les résultats?

Pas d'immédiates altérations

**0 ALTÉRATIONS TROUVÉES:** répéter le dépistage une fois par an.

Quelques altérations trouvées

**QUELQUES ALTÉRATIONS TROUVÉES 1-3:** recherchez les faux positifs à l'aide de consultation à distance ou via un rendez-vous d'ophtalmologiste.

Plusieurs altérations trouvées

**> 3 ALTÉRATIONS TROUVÉES:** via consultation à distance pour évaluation d'images ou via un rendez-vous chez l'ophtalmologiste.

Illisible

Système pas en mesure de faire l'analyse en raison de la qualité de l'image incorrecte. Prendre une autre image et réessayez.



Ne pas utiliser Optomed Avenue comme logiciel primaire d'archivage d'informations client.

Optomed Avenue n'est conçu seulement que pour détecter les signes liés aux symptômes de la rétinopathie diabétique, et ne réalise aucun diagnostic.